

# CLEARsplint®

*MMA-freie  
Interimsversorgung*



*für ein perfektes Lächeln*

**astron®**



#### Vorteile von CLEARsplint®:

- ↻ absolut präzise Anpassung
- ↻ selbstadjustierend
- ↻ hohe Verträglichkeit, da frei von Methylmethacrylat (MMA)
- ↻ hoher und spannungsfreier Tragekomfort, kein Druckgefühl im Mund
- ↻ vergilbt nicht, da frei von Aminen
- ↻ unterfütterbar und reparabel

#### Wichtige Pflegehinweise:

Um eine Bruchgefahr Ihrer Aufbisschiene oder Teilprothese zu vermeiden, ist es zwingend erforderlich, diese vor jedem Tragen für mindestens 20 Sek. in ca. 50 °C warmes Wasser zu legen!

Bitte keine alkoholhaltigen Reiniger oder handelsüblichen Prothesenreiniger verwenden!  
Wir empfehlen **astron DuraClean<sup>2</sup>**™

#### Spezialreiniger für CLEARsplint® Aufbisschiemen und Interimsprothesen



#### DuraClean<sup>2</sup>

Sparsam im Gebrauch – reicht für 48 Anwendungen  
Reiniger (170 g) mit Behälter und Bürste REF 261705  
Reinigungsmittel - Dose mit 170 g REF 26171  
Reinigungsbürste REF 26172  
Reinigungsbehälter REF 26173

EC REP

KENTZLER-KASCHNER DENTAL GmbH  
Mühlgraben 36  
73479 Ellwangen/Jagst  
Telefon: +49 (7961) 90 73-0  
Fax: +49 (7961) - 5 20 31  
info@kkd-topdent.de  
www.kkd-topdent.de



Astron Dental Corp.  
Lake Zurich, Ill. 60047  
Made in USA

# CLEARsplint®

*MMA-freie Premium  
Aufbisschiene*



*Der perfekte Schutz!*

**astron®**

M260396/17.12.2020

# astron<sup>®</sup> CLEARsplint<sup>®</sup>



Eine verformte CLEARsplint<sup>®</sup> Komfort-Aufbisschiene passt sich dank der thermoaktiven Eigenschaft des Kunststoffes und dessen exzellenter Flexibilität einfach und präzise wieder an die Zähne an. Die gute Oberflächenhärte geht auch unter Wärme nicht verloren.



Qualität und Ästhetik aus Meisterhand - überreicht von:



Situationsmodell



...mit passgenauem Aufbisschutz



## Vorteile, die für sich sprechen! astron CLEARsplint<sup>®</sup> als Schiene:

- ⊕ die thermoaktive Flexibilität der Schiene ermöglicht eine präzise Anpassung
- ⊕ ist selbstadjustierend im Mund, wenn sie vor Gebrauch zur Flexibilisierung in warmes Wasser (40-50 °C) gelegt wird
- ⊕ hohe Verträglichkeit – **Methylmethacrylat (MMA)-frei**
- ⊕ bessere Anpassung ermöglicht höheren und spannungsfreien Tragekomfort – lange tragefähig
- ⊕ durchsichtige und optische Klarheit erlaubt nahezu unbemerktes Tragen
- ⊕ Reparaturen und Ausbesserungen können durchgeführt werden
- ⊕ einfache Hygiene, zur täglichen Reinigung leicht herausnehmbar
- ⊕ hohe Bruchstabilität – optimaler Schutz der Zähne

wichtige Patienteninformation auf der Rückseite --->

## Vorteile, die für sich sprechen! astron CLEARsplint<sup>®</sup> als Zahnersatz:

- ⊕ Ästhetischer Zahnersatz ohne Metallklammern
- ⊕ Sichtbarkeit des natürlichen Zahnfleisches
- ⊕ durchsichtige und optische Klarheit erlaubt nahezu unbemerktes Tragen
- ⊕ die thermoaktive Flexibilität der Interims-Prothese ermöglicht eine präzise Anpassung - hervorragende Klemmwirkung und leichtes Ausgliedern
- ⊕ ist selbstadjustierend im Mund, wenn sie vor Gebrauch zur Flexibilisierung in warmes Wasser (40-50 °C) gelegt wird
- ⊕ hohe Verträglichkeit – **Methylmethacrylat (MMA)-frei**
- ⊕ Reparaturen und Erweiterungen können durchgeführt werden
- ⊕ einfache Hygiene, zur täglichen Reinigung leicht herausnehmbar
- ⊕ hohe Bruchstabilität

wichtige Patienteninformation auf der Rückseite --->