

Technologie für dentale Perfektion – inspiriert von der Natur Technology for dental perfection – inspired by nature

Wachse, Wachsprofile & Zubehör

Waxes, wax patterns & accessories

78-82

Materialien und Instrumente für
Keramik- & Kunststoffverblendtechnik

Materials and instruments for the ceramic- and
acrylic veneer technique

83, 84

Pinset

Brushes

85-87

Studienmodell

Study model

88

Ausbildungssortiment

Set for beginners

89

Pinzetten, Scheren & Laborinstrumente

Tweezers, scissors & laboratory
instruments

89, 90

Techniker- & Teleskopzangen

Laboratory- & telescope pliers

91-93



Qualitätsprodukte für den präzisionsbewussten Zahntechniker/in
Quality products for the precision-conscious technician


www.kkd-topdent.de

Wachse | Waxes

TOPDENT Fräs- und Modellierwachs – mittelhart Milling- and Modelling wax – medium hard

Durch die außerordentlichen Schab- und Fräseigenschaften kann dieses Wachs mit rotierenden Spezialinstrumenten leicht bearbeitet werden.

Due to its excellent carving and milling properties this wax can be easily milled using a special rotating instrument.



- Erhöhter Erstarrungspunkt (67 °C) für größere Beanspruchbarkeit beim Fräsen
- leicht zu bearbeiten und aufzutragen
- sehr fein modellierbar
- gute Randschlussbildung
- high solidification point (67 °C) for better working properties during milling
- easy to work and to apply
- for very fine modelling
- leaves no marginal gap

4 x 50 g Blöcke/ blocks

weiß/ white REF **25255**

grün/ green REF **25254**

Set/ assortment REF **25257**

rot/ red

REF **25256**

blau/ blue

REF **25253**



TOPDENT Wachsdraht/ Wax wire

Runder, mittelharter Wachsdraht auf Rollen.

Round, medium hard wax wire on rolls.

blau/ blue - 250 g

2,0 mm Ø REF **21280**

2,5 mm Ø REF **21301**

3,0 mm Ø REF **21302**

3,5 mm Ø

REF **21281**

4,0 mm Ø


REF **21303**

5,0 mm Ø

REF **21304**

Wachsdraht in Stangen/ wax wire in bars

25 g - 1,0 mm Ø REF **21300**



Lochretentionen/ Perforated retainers

zur Modellation des Retentionsteiles von UK und OK Modellgussbasen. Selbsthaftend, adaptierfähig. Rot


For the modelling of the retention part of upper and lower jaw model casting bases. Self-adhesive, very easily adapted. Red

25 Stege/ bars REF **25252**

Modellierwachse in Platten für die Prothetik Modelling Waxes in Plates for Prosthetics

Für partielle und totale Prothesen.

For partial and complete dentures.



- Einfach ohne Verziehen zu schneiden
- sehr leicht modellierbar, da zäh aber nicht spröde
- hervorragendes Rückstellvermögen
- gute Haftung ohne zu kleben
- geringste Schrumpfung
- easy to cut without smearing
- easy modelling – tough but not brittle
- dimensionally stable
- good adhesive properties without sticking
- lowest shrinkage

SHURWax, rosa/ pink

Winterwachs hart

winter wax hard

150 x 75 x 1,5 mm

450 g REF **06401**

2.300 g REF **06402**

Sommerwachs extrahart

summer wax x-hard

175 x 80 x 1,5 mm

500 g REF **06403**

2.500 g REF **06404**

KKD® LabWax

Universelles Basisplattenwachs mit hohem Härtegrad.

Universal-purpose base plate wax of high hardness degree.

150 x 75 x 1,5 mm

hellrosa/ light pink

450 g REF **06407**

2.300 g REF **06408**

KKD® Utility Wax Strips

Selbsthaftendes Boxing Wachs in runden oder eckigen Stangen für alle Abformmaterialien geeignet.

Self-adhesive boxing wax in round or angular bars. Suitable for all impression materials.



280 mm lang/ 280 mm long

runde Stangen/ round bars

weiß/ white 4,8 mm

60 St./ pcs. REF **06419**

weiß/ white 1,6 mm

95 St./ pcs. REF **06420**

rot/ red 4,8 mm

60 St./ pcs. REF **06421**

rot/ red 1,6 mm

95 St./ pcs. REF **06422**

eckige Stangen/ square bars

weiß/ white 4,8 mm

55 St./ pcs. REF **06423**


rot/ red 4,8 mm

55 St./ pcs. REF **06424**

Wachsprofile für den Modellguss/ Wax Patterns for Model Castings


- Vorgeformt, selbsthaftend, adaptierfähig.
- Pre-formed, self-adhesive, very easily adaptable.

Retentionsklammern, 10 Tafeln à 8 Stege
Retention clasps, 10 sheets à 8 bars




KR1
REF 25248


Netzretentionen rot, 20 Tafeln
Retention grids, red, 20 sheets



RN1 grob/ coarse
REF 25249



RN2 fein/ fine
REF 25251




RN3 Lochform
REF 25250

Klammerprofile grün, 10 Tafeln à 20 Klammern
Retention clasps green, 10 sheets à 20 clasps

Ringklammern
ring clasps



RK
REF 25242



RKG
REF 25245

Molarenklammern
molar clasps




MK
REF 25247

Prämolarenklammern
premolar clasps




PK
REF 25244

Bonyhardklammern
Bonyhard clasps



TK1
REF 25243



TK2
REF 25246

Wachspinsel | Wax brushes

TOPDENT Glättungspinsel/ Smoothing Brush

- Für Wachsmoellationen
- feinste Spezialborsten
- For smoothing occlusal wax surfaces
- finest nylon bristles

hart/ hard

REF 21356



TOPDENT Radierinstrument | Carving instrument

Scharfes, lanzenförmiges Instrument mit auswechselbarer Klinge.
Gut geeignet bei der Arbeitsvorbereitung für Modellgussarbeiten.

Sharp, lance-shaped instrument with interchangeable blade. Best suitable for the preparation of model casting works. REF 22670

6 Klingen/ blades

REF 22671



TOPDENT Wachs Modellierinstrumente | Wax Modelling Instruments

TOPDENT LeCron Modellierinstrumente/ LeCron Modelling instruments



klein/ small 12 cm
REF [21841](#)



groß/ big 16 cm
REF [21840](#)

TOPDENT Zahle Modellierinstrument/ Zahle Modelling instrument



13 cm
REF [21843](#)

Wachs Modelliermesser | Wax Modelling Knives

Fahnenstock



klein/ small
REF [11160](#)



groß/ big
REF [11165](#)

nach Lessmann mit Wachsmulde/ type Lessmann with wax trough



klein/ small
REF [11161](#)



groß/ big
REF [11164](#)

mit löffelförmiger Wachsmulde/ with spoon-shaped wax trough



klein/ small
REF [11162](#)



groß/ big
REF [11163](#)

Aufwachsbesteck | Waxing-up Instruments

TOPDENT PK Thomas COLOR

PKT-1
REF 23813



Zur Positionierung von funktionellen und nicht funktionellen Höckern. Auch zur Ergänzung der Rand-, Höcker- und Dreiecksleisten.
For positioning of functional and non-functional cusps. The marginal-, cusp- and triangular ridges are also added.

PKT-2
REF 23814



Zur Beseitigung von auf der Okklusalfäche verbleibenden Hohlräumen./ For eliminating cavities remaining on the occlusal surface.

PKT-3
REF 23815



Zur Glättung von Entwicklungs- und Ergänzungsrillen./ For smoothing developmental- and supplementary grooves.

PKT-4
REF 23816



Zum Glätten der axialen Oberflächen./ For smoothing axial surfaces.

PKT-5
REF 23817



Zur Verfeinerung der Grate./ For refining the ridges.

Wachsmesser | Wax Knife

Wachsmesser/ Wax Knife

Antkoviak
REF 11157



Ersatzklinge/ spare blade
REF 11158



Beta Cast

Wachsoberflächenentspannungsmittel zur Erzielung glatter Edelmetallgüsse.

Wax surface releasing agent for better precious metal castings.

60 ml	REF 08614
960 ml	REF 08616
3,8 l	REF 08617

KKD® Vaseline

Separator für die Kunststofftechnik. Zum Schutz der Prothesenzähne. Idealer Hautschutz (stark fettend). DAB Qualität.

Separator for the resin technique. For the protection of denture teeth. Ideal skin protection (very greasing). DAB Quality.

40 ml
REF 00740



TOPDENT Wachsisolierflüssigkeit/ Wax Isolating Liquid

Isoliert Gips, Stumpfmassmodellen und Metalle gegen Wachs. Leicht aufzutragen (aufzusprühen). Beste Trennwirkung, problemloses Abheben der Wachsmodellationen.

Isolates plaster, refractory materials and metal against wax. Easy to apply (spray on). Best separating properties, wax modellations can be easily lifted off.

klar/ clear	
100 ml	REF 07897
1 l	REF 07898

Brenner | Burner



Alcohol-Torch


Spiritus-Handbrenner mit Miniflamme. Zum Glätten der Oberflächen von Wachsmodellationen. Durch Druck auf die Flasche lässt sich die Flammengröße regulieren (nadelfeine Stichflamme).

Alcohol hand burner with mini flame. For smoothing surfaces of wax modellations. Flame size (needle-thin) can be regulated by pressing on the bottle.

REF 21261

Materialien und Instrumente für Keramik- & Kunststoffverblendtechnik Materials and instruments for the ceramic- & acrylic veneer technique

TOPDENT Inlay Pin Pro



Mit stabiler Laserverschweißung/ with stable laser welding

Der „Inlay Pin Pro“ besteht aus vier fächerförmig aufgespreizten, hitzebeständigen Drähten. Die dünnen Drahtarme sind am Sockelpin angelasert und können durch einfaches Biegen auf jede Gegebenheit eingestellt werden. Die Pins wurden speziell zur Aufnahme von Vollkeramik-Inlays entwickelt, können aber genauso für Table Tops und Metallkronen verwendet werden.

The „INLAY PIN PRO“ consists of 4 fan-shaped spread, heat-resistant wires. The thin wires are laser welded onto the base pin and can be easily adapted to any position by bending. The pins are especially designed to hold full ceramic inlays, but can be also used for Table Tops and metal crowns.

5 St./ pcs.

REF 20511M

TOPDENT Brennset/ Ceramic Firing Set

Set: 1 Wabenplatte, 10 Inlay Pins Pro/
1 mesh tray, 10 Inlay Pins Pro

REF 20510MS

Wabenplatte/ mesh tray

Keramische 8-eck-Wabenplatte für vielfältige Positionierungsmöglichkeiten der Haltestifte./ Ceramic octagonal mesh tray for innumerable positioning possibilities of the supports.

1 St./ pc.

REF 20507

Zirkon Brenngutträger/ Zirconia Firing Supports

Der Zirkonbrenngutträger und die Haltestifte sind perfekt geeignet für alle Vollkeramik-Systeme. Der Brenngutträger sowie die Haltestifte sind optimal vom WAK-Wert, sodass die Expansion und Kontraktion parallel zu Kronen und Brücken verläuft. Es können keine Verunreinigungen durch schwarze Metall- oder Keramikpins entstehen.

Especially suited for all full ceramic systems. The firing base as well as the supports have an optimum CTE value, so that the expansion and contraction run parallel to crowns and bridges. No soiling because of black metal- or ceramic pins.



2 Wabenplatten, 20 Zirkonstifte/ 2 trays, 20 supports
20 Haltestifte Zirkon/ 20 supports


REF 20530S

REF 20532

Cone Pin Keramik-Brenn-Set/ Cone Pin Ceramic Firing Set

Keramische 8-eck-Wabenplatte mit Brennguthaltern aus einer hochtemperaturbeständigen Speziallegierung. In 6 verschiedenen Formen erhältlich. Zunderfrei bis 1200 °C.

Ceramic octagonal mesh tray with supports made of high temperature resistant special alloy. Available in 6 different shapes. Scale-free up to 1200 °C.



Set: 2 Wabenplatten, 1 Brenngutwatte, Brennguthalter:

4 x F1, 2 x F2, 2 x F3, 2 x F4, 1 x F5, 1 x F6

2 mesh trays, 1 firing cotton, supports:

4 x F1, 2 x F2, 2 x F3, 2 x F4, 1 x F5, 1 x F6

REF 20500S

TOPDENT Brenngutwatte Soldering Support


Aus reiner Keramikfaser.
Wärmeschutz bis 2.000 °C,
90 x 65 mm, ca. 10 mm stark

Made of pure ceramic fibre. Heat protection
up to 2.000 °C. 90 x 65 mm, approx. 10 mm thick



REF 10810

Brennguthalter einzeln – Pkg. à 5 Stück firing supports – pkg. of 5 pcs.



REF

F1
20501

F2
20502

F3
20503

F4
20504

F5
20505

F6
20506



Bitte beachten: Alle Brenngutträger vor Erstgebrauch ohne Brenngut bei 980 °C unter Vakuum brennen
please note that prior to first use all supports have to be burnt under vacuum at 980 °C without ceramic product

Keramikinstrumente | Ceramic Instruments

TOPDENT Keramik-Modellier-Instrumente „Color“/ Ceramic modelling instruments „Color“

Mit auswechselbaren, farbmarkierten Ansätzen in 2 Stärken (rot=flexibel, weiß=starr). Griffe aus Leichtmetall
with interchangeable, colour-coded blades in 2 thicknesses (red=flexible, white=rigid). Light metal handles

Set: 3 Instrumente und alle Ansätze
3 instruments and all blades

REF 11500S




Spatel/ spatula
0,1 mm rot/ red
0,2 mm weiß/ white

REF 11504
REF 11507

Griff mit Spateln/ handle with spatulas
Nr. 1 gold

REF 11501



Spitze/ point
0,1 mm rot/ red
0,2 mm weiß/ white

REF 11505
REF 11508

Griff mit Spitzen/ handle with points
Nr. 2 rot/ red

REF 11502



Messer/ knife
0,1 mm rot/ red
0,2 mm weiß/ white

REF 11506
REF 11509

Griff mit Messern/ handle with knives
Nr. 3 blau/ blue

REF 11503

TOPDENT Keramik-Dosierstäbe/ Porcelain Dosing Instruments

REF 21541

Set zur gezielt dosierten Entnahme von Keramikmassen. Dosiermengen wahlweise 30 mg, 50 mg, 80 mg, 100 mg
Set for exact dosage of porcelain materials. 4 possibilities: 30 mg, 50 mg, 80 mg, 100 mg



TOPDENT Achatspatel/ Agate spatula

Zum abriebfreien Anmischen von Keramikmassen/ for abrasion-free mixing of porcelain materials

REF 21715



TOPDENT Opaquier-Stab/ Opaque stick

Zum Auftragen von Keramik Grundmassen. Aus Glas./ For the application of ceramic base material. Made of glass

REF 21720



Pinsel | Brushes

TOPDENT Keramik-Pinsel für die Schichttechnik Ceramic brushes for the layering technique

① Big Brush – reines Rotmarder/Kolinsky-Haar, feine Spitze mit Gewichts-Ausgleich-Kügelchen zum Aufbau der Keramik/ Pure Red Marten/Kolinsky hair, finest tip with small balls for the building-up of the porcelain
REF 25301

② Touch up Brush - 4s – reines Rotmarder/Kolinsky-Haar, sehr kurz und spitz – für kleinere Korrekturen/ Pure Red Marten/Kolinsky hair, very short and pointed – for slight corrections
REF 25302

③ Stain Brush - 00 – reines Rotmarderhaar, spitz – Malfarbenpinsel
Pure Red Marten hair, pointed – for stains
REF 25305

④ Glazing Brush - 4f – feine Synthetik-Rotmarderhaar-Mischung, flach – zum Auftragen kleiner Mengen Glasurmasse/ Mix of fine synthetic- and Red Marten hair, flat – for the application of small amounts of glaze
REF 25303

⑤ Clean up Brush - 6 – feine Synthetik-Rotmarderhaar-Mischung – trocken anzuwendender Reinigungspinsel/ Mix of fine synthetic- and Red Marten hair – cleaning brush for dry use
REF 25304

Set mit allen
5 Pinseln
set with all
5 brushes
REF 25300S



TOPDENT Keramik-Pinsel/ Ceramic brushes

- Für alle keramischen Arbeiten/ for all ceramic works
- aus bestem Naturhaar gefertigte Pinselspitzen/ tips of finest natural hair
- optimale Formgestaltung der Naturholzgriffe/ optimised shape of the natural wood handle

1100: Zum Auftragen von Keramikmassen und für Korrekturen, beste Rotmarder/Kolinsky Qualität./ For the application of porcelain materials and for corrections, best Red Marten/Kolinsky quality.

Set 1100* mit 4 Stück/ set with 4 pcs. REF 21661S

1200: Rotmarder/Kolinsky Malfarbenpinsel/ Red Marten/Kolinsky stain brushes

Set 1200* mit 2 Stück/ set with 2 pcs. REF 21666

1400: Flache, spatelförmige Pinselspitzen aus feinem Iltishaar zum Auftragen von Keramik- und Glasurmassen/ flat, spatula-shaped brush tips of finest polecat hair for the application of ceramic materials and glazes

Set 1400* mit 3 St./ set with 3 pcs. REF 21668S

Set mit 9 Pinseln*
set with 9 brushes*

REF 21660S

*= im Set enthalten/
included in the set

1100 – Nr.1 1 St./ 1 pc. REF 21662

1100 – Nr.2 1 St./ 1 pc. REF 21663

1100 – Nr.3 1 St./ 1 pc. REF 21664

1100 – Nr.4 1 St./ 1 pc. REF 21665

1400 – Nr.1 1 St./ 1 pc. REF 21669

1200 2 St./ 2 pcs. REF 21666

1400 – Nr.2 1 St./ 1 pc. REF 21670

1400 – Nr.3 1 St./ 1 pc. REF 21671



„glaze“ #2
Synthetikflachpinsel zum großflächigen Auftragen von Glasurmassen
Synthetic hair flat brush for extensive application of glazes
REF **25325**



„paint“ #5/0
Sehr dünner Kolinsky-Feinmalpinsel zum gezielten Einfärben von Fissuren, Leisten und Schmelzrissen. Der „Kreativpinsel“
Very thin Kolinsky stain brush for precise staining of fissures and enamel cracks. The „Creative Brush“ REF **25326**



„silan“ #2
Zum Auftragen von Haftvermittlerflüssigkeiten. Naturgriff zur Vermeidung von Abfärbungen
For the application of adhesives. Natural handles in order to avoid staining
REF **25329**



Isolierpinsel/ Isolating brush
Weißes Ponyhaar, nahtlose Zwinge/ white pony hair, seamless clamp
REF **30041**

Modellierinstrumente für Komposite | Composite Modelling Instruments

TOPDENT Silicone Brushes - made in USA

Instrumente für die Verarbeitung von Composite-Kunststoffen wie Artglass, belleGlas und ähnlichen Kunststoffen.


- Schnellerer Aufbau von Composite-Kunststoffen
- dichte, porenfreie Restaurationen
- kein Anhaften der Materialien am Instrument
- das abschließende Glätten mit den weichen, weißen Silikonspitzen reduziert die Schleif- und Polierzeit erheblich

Silicone instruments for modelling restorative materials like Artglass, belleGlas etc.

- speed all resin build-ups
- produce dense porosity-free restorations
- materials do not stick on the instruments
- the final smoothing with the soft, white silicone tips reduces polishing time enormously



schwarz weiß schwarz weiß schwarz weiß schwarz weiß



Set mit 5 St./ set with 5 pcs.

schwarz / hart
black / hard REF **24500S**

weiß / weich
white / soft REF **24510S**

TOPDENT Qualitäts-Pinsel
Quality-Brushes

Für die Keramik. Lackierte Holzgriffe.
For the ceramic technique. Lacquered
wooden handles.



Hochwertige Pinsel mit **Rotmarder/Kolinsky** Naturhaar vom sibirischen Marder.
Brushes of finest natural **Red Marten/Kolinsky** hair of the Siberian Marten.




Größe/ size	00	0	1	2	3	4	5	6
REF	22946	22947	22948	22949	22950	22951	22952	22953

Hochwertige Qualitätspinsel mit feinem **Synthetikhaar**.
Brushes of finest **synthetic hair**.



Größe/ size	00	0	1	2	3	4	5	6
REF	25351	25352	25353	25354	25355	25356	25357	25358

Studienmodell | Study Model




Studienmodell/ Study Model

- Hochwertiges, transparentes Schaummodell für Zahnkrankheiten
- Darstellung von Krankheitsverläufen kariöser Defekte
- Implantatarbeiten mit Aufbau: Brücken, Kronen und Inlays
- Extraktion von Zahn 12
- Pulpagangrän mit Zyste
- Zahnhalskaries
- Weisheitszähne
- komplette Bezahnung des Ober- und Unterkiefers in einem Klipp-Artikulator

- High-quality, transparent demonstration model for dental diseases
- presentation of disease progression of carious defects
- implants: crowns, bridges and inlays
- extraction of tooth 12
- pulp gangrene with cyst
- cervical caries
- wisdom teeth
- complete dentition of upper- and lower jaw

REF 09445



Ausbildungssortiment | Set for beginners

Der perfekte Start für Ihren Azubi in der Zahntechnik!
The perfect start for your trainee in dental technology!

Inhalt

je 1 St. Wachsmodelliermesser mit löffelförmiger Wachsmulde klein, Wachsmodelliermesser nach Fahnenstock groß, LeCron Modellierinstrument klein und groß, Folienmesser, Folienschere gerade, Lötpinzette gebogen, **Aufwachsinstrument PKT2**, Halteklemme gebogen, Gipsmesser mit Küvettenöffner, Tasterzirkel Metall nach Iwanson, Glättungspinsel, Bleistift

contents:

ea. 1 wax modelling knife with spoon-shaped wax trough small / wax modelling knife type Fahnenstock big / LeCron modelling instrument small and big / foil knife / foil scissors straight / soldering tweezers curved / **PKT2** / hemostat curved / plaster knife with flask opener / calipers for metal type Iwanson / smoothing brush / pencil

Set komplett/ set complete
REF **111505**



Neuer Inhalt
New content

Pinzetten, Scheren & Laborinstrumente | Tweezers, Scissors & Laboratory Instruments

TOPDENT Folienscheren/ Foil scissors
L 11,5 cm



gerade/ straight
REF **21590**



gebogen/ curved
REF **21589**



KKD® Kronen- & Goldscheren/ Crown- & gold scissors
L 11 cm



gerade/ straight
REF **13067**
HM-Einsatz/ TC inserts
REF **13635**



HM-Einsatz/ TC inserts
REF **13634**



TOPDENT Tasterzirkel/ Calipers

Nach Iwanson – beidseitig ablesbar. Rostfrei.
Type Iwanson – scale on both sides. Stainless steel.



für Metall
for metal
REF **21821**



für Wachs
for wax
REF **21820**



Skalpell, Folienmesser | Scalpels, Foil Knife



Skalpellgriff/ Scalpel handle
L ca./ approx. 12,5 cm REF **13740**



TOPDENT Folienmesser/ Foil Knife
mit auswechselbarer Klinge
with interchangeable blade
L ca./ approx. 15 cm REF **08816**
10 Klingen/ 10 blades REF **08826**

Pinzetten | Tweezers

TOPDENT College Pinzetten/ College Tweezers
mit Riefen/ with serration



gebogen, ca. 16 cm/ curved, approx. 16 cm
REF **11174**



gerade, ca. 15,5 cm/ straight, approx. 15,5 cm
REF **11175**

TOPDENT Säurepinzetten/ Acid tweezers
komplett neoprenüberzogen/ with rubber coating



gebogen, ca. 20 cm/ curved, approx. 20 cm
REF **21850**



gerade, ca. 21 cm/ straight, approx. 21 cm
REF **21851**

TOPDENT Lötpinzetten/ Soldering Tweezers



gebogen/ curved
L ca./ approx. 16,5 cm
REF **11178**



gerade/ straight
L ca./ approx. 16,5 cm
REF **11177**



mit Ablage/ with support
L ca./ approx. 17 cm
REF **11179**

TOPDENT Halteklemmen | Hemostats



L: 12 cm
gebogen/ curved REF **21595**
gerade/ straight REF **21596**

L: 9 cm
gerade/ straight REF **21598**



Drahtbiegezangen | Wire bending Pliers

Drahtschneider/ Wire Cutter



Einsätze aus Hartmetall. Zum einfachen Kürzen von Biegearbeiten.
Max. Drahtstärke: Ø 0,8 mm
TC inserts. For easy cutting of bending works. Max. wire thickness:
Ø 0.8 mm
L: 14 cm

REF 07236

Aderer



Zum Formen und Biegen von Klammern und kieferorthopädischen
Drähten. Max. Drahtstärke: Ø 0,7 mm
For shaping and bending of clamps and orthodontic wires. Max. wire
thickness: Ø 0.7 mm
L: 13 cm

REF 07239

Krampon/ Universal pliers



Universal Biege- und Schneidezange.
Max. Drahtstärke: Ø 0,9 mm, Schneiden max: Ø 0,7 mm
Universal bending- and cutting pliers. Max. wire thickness: Ø 0.9 mm,
for cutting max.: Ø 0.7 mm
L: 16 cm

REF 07242

Waldsachs



Halte- und Biegezange in einem. Max. Drahtstärke: Ø 1,0 mm
Holding- and bending pliers. Max wire thickness: Ø 1.0 mm

L: 15 cm

REF 07241

Flachzange/ Flat pliers



Geriffelt. Zierliche Maulspitze
Serrated. Delicate point

L: 15 cm

REF 07238


Bügelbiegezange/ Arch forming pliers



Für die Herstellung und Aktivierung von Lingual- bzw. Palatinal-
bügeln. Max. Drahtstärke: Ø 1,2 mm
For the making and activation of lingual-, resp. palatinal bows.
Max. wire thickness: Ø 1.2 mm

L: 12,5 cm

REF 07240



Anwendungsvideo
„How to use“ video
[www.youtube.com/
watch?v=Vw0MRTwadH4](https://www.youtube.com/watch?v=Vw0MRTwadH4)



Selbstspreizend durch
innenliegende Doppelfeder
self-expanding due to inside
double-spring

Spezialdiamantierter
Instrumentenkopf
instrument tips with
special diamond
coating



TOPDENT CrownGrip

Ideales Positionierungs-, Fixier- und Ablageinstrument für sämtliche Kronen- und Brückenarbeiten. Kronen bzw. Brücken werden ohne Schraubspannung und ohne Klemmraster nur durch den Federdruck gehalten.

- Ideales Halteinstrument zur Farbbestimmung bei der Rohbrandeinprobe
- erschütterungsfreies Ablegen von Kronen und Brücken auf dem Brenngutträger
- sicheres Fixieren von Zirkonoxidkonstruktionen



Ideal instrument for positioning and safe holding of all types of crown- and bridge works. No screw-mounting, nor clamps - just spring pressure holds crowns and bridges safely

- ideal holding instrument during colour matching
- vibration-free positioning of crowns and bridges onto firing trays
- safe fixation of zirconium oxide constructions

L ca./ approx. 13,5 cm

REF **23012**

Crownny

gebogen – graziler Kronenhalter für den anspruchsvollen Keramiker – inkl. Diamanteinsätze/ curved – fine crown holder for the demanding technician – incl. diamond inserts

REF **8070004**

1 Paar Diamanteinsätze/ 1 pair diamond inserts
REF **8012014**

TOPDENT CrownMaster

Kronenhaltezeange aus hochhitzebeständigem Kohlefaser-Werkstoff; Randschonend und ohne Kratzer an der Metalloberfläche zu verursachen; temperaturbeständig bis 150 °C.

Margin-protecting and no scratches on the metal surface.

Crown holder made of highly heat-resistant, fibre-glass (up to 150 °C)
L ca./ approx. 13,5 cm

REF **22396**



„FLIPPER“

- Diamantierte Arbeitsspitzen:
Diamantbeschichtung 126 my,
Schichtstärke 15/100
- perfekte Haftkraft an den
Innenteleskopen durch optimale
Geometrie
- die Teleskopzangen fixieren das
Primärteil fest und sicher, so dass
sich das Sekundärteil problemlos
abziehen lässt
- Diamond coated tips: diamond
coating 126 my,
coating thickness 15/100
- excellent adhesion on the inner
telescopes due to its optimum
geometry
- the primary crown is firmly fixed,
therefore the secondary crown
can be easily removed

L: ca./ approx. 13 cm



Standard
REF 13988



schmal-lang, für den
Frontzahnbereich OK/UK
small-long, for anterior
region upper/lower
REF 13988L



kurz-breit z.B. für
den Molarenbereich
short-broad e.g. for molars
REF 13988K



Zangenständer/ Pliers Shelf

„Premium“ – ohne Zangen
"Premium" – without pliers

REF 11890

KKD® ANTI-FOG SCHUTZBRILLEN „UNIVERSAL“ ANTI-FOG PROTECTION GLASSES

Schutzbrille aus Polycarbonat, auch geeignet für Korrekturbrillenträger.
Mit Seiten- und Augenbrauenschutz. Optische Güteklasse 1.
Safety glasses made of polycarbonate, also convenient for wearer of
corrective glasses. With side- and eyebrow protection.
Optical quality class 1.

CE EN 166

klar/ clear
REF 11785



weiß/ white
REF 11780



blau/ blue
REF 11781



purpur/ purple
REF 11783



rot/ red
REF 11782



Für Korrekturbrillen
bis 13,5 cm Breite
for corrective glasses
up to 13.5 cm



Information KKD Schutzbrillen:

Information KKD protection glasses:

Bitte beachten: Desinfektion nur mit alkoholfreien
Desinfektionsmitteln. Bitte Packungsbeilage beachten!
Please note: disinfection only with alcohol-free
disinfectant! Please read enclosed package leaflet!

Weitere Schutzbrillen auf Seite 45, 46
For more safety glasses see pages 45, 46



KKD® Antibeschlag-Gel
KKD® Anti-fog gel

Zur Erhöhung und Erhaltung des Beschlagschutzes
bei Korrektur- und Anti-fog Schutzbrillen nach
der Desinfektion. Für Glas, Plastik, Visiere, Lupen
etc./ For increasing and maintaining the anti-fog
coating of corrective- and Anti-fog protection
glasses. For glass, plastics, visors, magnifiers etc.

25 ml

REF 00775

TOPDENT BLUESTAR® DIAMANT-POLIERPASTE DIAMOND-POLISHING PASTE

Neue Dosenform zur
besseren Entnahme
New tin for easier access

40 g REF 21035





Seite/ page 43

TOPDENT BRENNSET MIT NEUEN INLAY PINS PRO CERAMIC FIRING SET WITH NEW INLAY PINS PRO

Inlay Pin Pro mit stabiler
Laserverschweissung
Inlay Pin Pro with stable
laser welding

Set: 1 Wabenplatte, 10 Inlay Pins Pro
1 mesh tray, 10 Inlay Pins Pro

REF 20510MS



Seite/ page 83

Hinweise zum Datenschutz | Data protection notes

Die Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gemäß Art. 13 DSGVO finden Sie auf unserer Website www.kkd-online.de unter Datenschutz.

Sollten Sie zukünftig keine Informationen oder Kataloge mehr von uns wünschen, senden Sie uns bitte eine kurze Nachricht an info@kkd-topdent.de oder an unsere Postadresse:

KENTZLER-KASCHNER DENTAL GMBH,
Mühlgraben 36, 73479 Ellwangen / Jagst

The information on the processing of your personal data in accordance with Article 13 DSGVO is available on our website at www.kkd-online.de -> „Privacy Policy“.

Should you no longer wish to receive information or catalogues from us in the future, please send us a short message to info@kkd-topdent.de or our postal address:

KENTZLER-KASCHNER DENTAL GMBH,
Mühlgraben 36, 73479 Ellwangen / Jagst, Germany